

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart: Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
ACE	Serum	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
Ammoniak	EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
Bicarbonat	Serum, LH-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
Cholinesterase	Serum, LH-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
Cholesterin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument 16815 Version 1	Cobas 8000	x	
Ethanol	Serum, Harn	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
GGT	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
Glucose	LH-, EDTA-, NaFC-, NaF-Plasma, Serum, Hämolytat, Harn, Liquor	Enzymatischer UV-Test	SA-KL-STOFF2 Dokument 16838 Version 0	Cobas 8000	x	
Harnsäure	Serum, LH-, EDTA-Plasma, Harn	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
Harnsäure-Clearance	Serum, Harn	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
HDL-Cholesterol	Serum, LH-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument 16815 Version 1	Cobas 8000	x	
Lactat	NaF-Plasma, Liquor	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF2 Dokument 16838 Version 0	Cobas 8000	x	
LDL-Cholesterol	Serum, LH-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument 16815 Version 1	Cobas 8000	x	
Lipase	Serum, LH-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
Triglyceride	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument 16815 Version 1	Cobas 8000	x	
Albumin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Bilirubin direkt	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-STOFF2 Dokument 16838 Version 0	Cobas 8000	x	
Bilirubin gesamt	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-STOFF2 Dokument 16838 Version 0	Cobas 8000	x	
Calcium	Serum, LH-Plasma, Harn	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
ionisiertes Calcium	Serum, LH-Plasma	Berechnung	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	
Eisen	Serum, LH-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	
Gesamteiweiß	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Lithium	Serum, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	
Magnesium	Serum, LH-Plasma, Harn	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	
Phosphat	Serum, LH-Plasma, Harn	Photometrischer UV-Test	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	
Zink	Serum, LH-Plasma, Harn	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument 16805 Version 1	Cobas 8000	x	
alpha - Amylase	Serum, LH-Plasma, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
Alkalische Phosphatase	Serum, LH-Plasma	Kinetischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
Harnstoff	Serum, LH-, EDTA-Plasma, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
Harnstoff-Clearance	Serum, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
Kreatinin	Serum, LH-, EDTA-Plasma, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
Kreatinin-Clearance	Serum, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
CK (Creatin-Kinase)	Serum	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
CK-MB	Serum, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
GLDH	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
GPT / ALAT	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
LDH	Serum, LH-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument 16814 Version 0	Cobas 8000	x	
CO - Hämoglobin	EDTA-Blut	Photometrie	SA-KL-HBDE Dokument 17593 Version 0	Radiometer ABL 90	x	
Methämoglobin	EDTA-Blut	Photometrie	SA-KL-HBDE Dokument 17593 Version 0	Radiometer ABL 90	x	
Antithrombin III	Citratplasma	Chromogener Test	SA-HÄ-ATH3 Dokument 16211 Version 1	ACL Top CTS	x	
Heparin Faktor anti-Xa	Citratplasma	Chromogener Test	SA-HÄ-F10A Dokument 16215 Version 0	ACL Top CTS	x	
Plasminogen	Citratplasma	Chromogener Test	SA-HÄ-PLAS Dokument 16224 Version 0	ACL Top CTS	x	

Hämoglobin	EDTA-Blut	Photometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
------------	-----------	-------------	---	---------	---	--

Untersuchungsart: Koagulometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
APC-Resistenz	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-APCR Dokument 16210 Version 0	ACL Top CTS	x	
Faktor II	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEX Dokument 16218 Version 0	ACL Top CTS	x	
Faktor V	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEX Dokument 16218 Version 0	ACL Top CTS	x	
Faktor VII	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEX Dokument 16218 Version 0	ACL Top CTS	x	
Faktor VIII	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEN Dokument 16217 Version 1	ACL Top CTS	x	
Faktor IX	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEN Dokument 16217 Version 1	ACL Top CTS	x	
Faktor X	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEX Dokument 16218 Version 0	ACL Top CTS	x	
Faktor XI	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEN Dokument 16217 Version 1	ACL Top CTS	x	
Faktor XII	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FAEN Dokument 16217 Version 1	ACL Top CTS	x	
Fibrinogen	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FIBR Dokument 16219 Version 1	ACL Top CTS	x	
Lupus-Antikoagulanz	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren Bestätigung - dRVVT	SA-HÄ-LUAN Dokument 16223 Version 1	ACL Top CTS	x	
Lupus-Antikoagulanz	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren Bestätigung - Mix Con LA	SA-HÄ-LUAN Dokument 16223 Version 1	ACL Top CTS	x	
Lupus-Antikoagulanz	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren Mixingtest - dRVVT	SA-HÄ-LUAN Dokument 16223 Version 1	ACL Top CTS	x	
Lupus-Antikoagulanz	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren Screeningtest - dRVVT	SA-HÄ-LUAN Dokument 16223 Version 1	ACL Top CTS	x	
Lupus-Antikoagulanz	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren Screeningtest Mix Con LA	SA-HÄ-LUAN Dokument 16223 Version 1	ACL Top CTS	x	
Plasmathrombinzeit	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-PTZ Dokument 16228 Version 1	ACL Top CTS	x	
Protein C	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-PROC Dokument 16225 Version 0	ACL Top CTS	x	
PTT	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-PTT Dokument 16227 Version 1	ACL Top CTS	x	
Quick	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-QUIC Dokument 16229 Version 0	ACL Top CTS	x	

Untersuchungsart: Aggregometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Thrombozytenfunktion	Citratplasma	induzierte Thrombozytenaggregation nach Born mit dem Induktor ADP	SA-HÄ-INAG Dokument 16222 Version 1	APACT 4004	x	
Thrombozytenfunktion	Citratplasma	induzierte Thrombozytenaggregation nach Born mit dem Induktor Kollagen	SA-HÄ-INAG Dokument 16222 Version 1	APACT 4004	x	
Thrombozytenfunktion	Citratplasma	induzierte Thrombozytenaggregation nach Born mit dem Induktor Epinephrin	SA-HÄ-INAG Dokument 16222 Version 1	APACT 4004	x	
Thrombozytenfunktion	Citratplasma	induzierte Thrombozytenaggregation nach Born mit dem Induktor Arachidonsäure	SA-HÄ-INAG Dokument 16222 Version 1	APACT 4004	x	
Thrombozytenfunktion	Citratplasma	induzierte Thrombozytenagglutination nach Born mit dem Induktor Ristocetin	SA-HÄ-INAG Dokument 16222 Version 1	APACT 4004	x	
Thrombozytenfunktions- test - PFA	Citratblut	mechanisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-THAG Dokument 16230 Version 1	PFA 200	x	

Untersuchungsart: Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Albumin	Harn	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Albumin	Serum, Liquor	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Alpha-1-Mikroglobulin	Harn	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
AST (Antistreptolysin O)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Beta-2-Mikroglobulin	Serum	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-B2MS Dokument 17710 Version 1	Cobas 8000	x	
Haptoglobin	Serum	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-HAPT Dokument 17713 Version 1	Cobas 8000	x	
Lipoprotein (a)	Serum	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-LPA Dokument 17719 Version 1	Cobas 8000	x	
Immunglobulin A	Serum, Liquor	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Immunglobulin G	Serum, Harn, Liquor	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Immunglobulin M	Serum, Liquor	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Gesamteiweis	Harn, Liquor	Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Rheumafaktor	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	

Transferrin	Serum, LH-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
-------------	------------------	---------------------	---	------------	---	--

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Transferrinsättigung	Serum, LH-Plasma	Berechnung	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
CRP	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Partikelverstärkte Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Cystatin C	Serum, LH-Plasma	Partikelverstärkte Turbidimetrie	SA-KL-STOFF1 Dokument 16837 Version 0	Cobas 8000	x	
löslicher Transferrin- rezeptor	Serum, LH-Plasma	Partikelverstärkte Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
D-Dimer	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-DDIM Dokument 16213 Version 0	ACL Top CTS	x	
freies Protein S	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-PROS Dokument 16226 Version 0	ACL Top CTS	x	
Faktor XIII - Ag	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-FA13 Dokument 16216 Version 1	ACL Top CTS	x	
v.Willebrand-Faktor-Ag	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-VWF Dokument 16231 Version 0	ACL Top CTS	x	
v.Willebrand-Faktor- Aktivität (VWF:GPIbR)	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-VWF Dokument 16231 Version 0	ACL Top CTS	x	
Alpha 1-Antitrypsin	Serum	Turbidimetrie	SA-KL-A1AT Dokument 17708 Version 1	Optilite	x	
Retinol bindendes Protein	Harn	Turbidimetrie	SA-KL-RBP Dokument 17722 Version 1	Optilite	x	
Transferrin	Harn	Turbidimetrie	SA-KL-TRAH Dokument 17723 Version 1	Optilite	x	
Amphetamin / Methamphetamin	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Barbiturate	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Benzodiazepine	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Cannabinoide	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Carbamazepin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	
Gentamicin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	
Kokain	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Methadon (EDDP)	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Opiate	Harn	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Theophyllin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	
Vancomycin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Mikropartikel- agglutination (KIMS)	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	

Untersuchungsart: Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Chlorid	Serum, LH-Plasma, Harn	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument 16812 Version 0	Cobas 8000	x	
Kalium	Serum, LH-Plasma, Harn	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument 16812 Version 0	Cobas 8000	x	
Natrium	Serum, LH-Plasma, Harn	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument 16812 Version 0	Cobas 8000	x	
ionisiertes Calcium	heparinisiertes Vollblut	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-CASI Dokument 17592 Version F	Radiometer ABL 90		
Säure-Basen-Haushalt	heparinisiertes Vollblut	Potentiometrie	SA-KL-SBH Dokument 17598 Version 0	Radiometer ABL 90	x	

Untersuchungsart: Spektrometrie (Reflektometrie / trägergebundene Untersuchungsverfahren)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Bilirubin	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Blut	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Glucose	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Keton	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Leukozyten	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Nitrit	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
pH-Wert	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Protein	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
spezifisches Gewicht	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Urobilinogen	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1	iChem Velocity	x	
Brain natriuretisches Peptid	EDTA-Plasma	Sandwich-Immundetektion	SA-KL-BNP Dokument 16807 Version 1	AFIAS 10	x	

Untersuchungsart: Durchflusszytometrie (inklusive Partikeleigenschaftsbestimmungen)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
automatisches Blutbild	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
automatische Leukozytendifferenzierung	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Leukozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Erythrozyten	EDTA-Blut	Widerstandsmeßprinzip	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Hämatokrit	EDTA-Blut	Impulshöhensummierung	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Thrombozyten	EDTA-Blut, Thrombo-Exakt-Blut, Citrat-Vollblut, Heparin-Vollblut	Widerstandsmeßprinzip Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
unreife Thrombozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Normoblasten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
MCV	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
MCH	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
MCHC	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
MPV	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Hb-Gehalt der Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Retikulozyten-Produktionsindex	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
unreife Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
hypochrome Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
hyperchrome Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
mikrozytäre Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
makrozytäre Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument 16220 Version 2	XN 9100	x	
Erythrozytenverteilung- Red Cell Distribution Width- (RDW)	EDTA-Blut	Widerstandsmeßprinzip Berechnung über Histogramm	SA-HÄ-EVK Version-G	XN 9100		

Untersuchungsart: Sedimentation*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Blutkörperchensenkung	EDTA-Blut	Durchflussanalyse auf optischer Basis	SA-HÄ-BSG2 Dokument 16212 Version 1	ALI FAX	x	

Untersuchungsart: Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Differentialblutbild	EDTA-Blut	Färbung / Mikroskopie	SA-HÄ-DIFF Dokument 15843 Version 3	DI60	x	
Differentialblutbild	EDTA-Blut	Färbung / Mikroskopie	SA-HÄ-DIFF Dokument 15843 Version 3	Mikroskop	x	
Knochenmarkdifferenzierung	Knochenmark	Färbung / Mikroskopie	SA-HÄ-KM Dokument 15847 Version 0	Mikroskop	x	
Differentialzytologie	Bronchiallavage	Mikroskopie	SA-HÄ-BAL Dokument 15842 Version 1	Mikroskop	x	
Punktatstatus	Punktat	visuell / Mikroskopie	SA-HÄ-PKST Dokument 15850 Version 1	Mikroskop	x	
Differentialzytologie	Liquor	Mikroskopie	SA-HÄ-DIFL Dokument 15844 Version 2	Mikroskop	x	
Erythroblasten	EDTA-Blut, Knochenmark	histochemische Färbung / Mikroskopie	SA-HÄ-FEF Dokument 15845 Version 0	Mikroskop	x	
Dysmorphie Erythrozyten	Harn	Mikroskopie	SA-KL-DYSE Dokument 17904 Version 1	Mikroskop	x	
Zellzählung / Sediment	Harn	Mikroskopie	SA-KL-HARN Dokument 17905 Version 1 SA-KL-ZZHA Dokument 17908 Version 0	iQ 200 Elite manuell	x	
Leukozytenzählung	Dialysat	Mikroskopie	SA-KL-LEUD Dokument 17595 Version 0	Mikroskop	x	
Leukozytenzählung	Punktat	Mikroskopie	SA-HÄ-PKST Dokument 15850 Version 1	Mikroskop	x	
Zellzählung	Liquor	Mikroskopie	SA-KL-LIQS Dokument 17596 Version 1	Mikroskop	x	

Untersuchungsart: Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
ACTH	EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ACTH Dokument 16804 Version 0	Cobas 8000	x	
Alpha-Fetoprotein	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR1 Dokument 16841 Version 0	Cobas 8000	x	
CA 125	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR1 Dokument 16841 Version 0	Cobas 8000	x	
CA 15-3	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR1 Dokument 16841 Version 0	Cobas 8000	x	
CA 19-9	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR1 Dokument 16841 Version 0	Cobas 8000	x	
CA 72-4	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR2 Dokument 16842 Version 0	Cobas 8000	x	
Carcinoembryonales Antigen (CEA)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR1 Dokument 16841 Version 0	Cobas 8000	x	

Cortisol	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
C-Peptid	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-CPEP Dokument 16810 Version 0	Cobas 8000	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
CYFRA 21-1	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR2 Dokument 16842 Version 0	Cobas 8000	x	
Cyclosporin	EDTA-Blut	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-IMMUS Dokument 16823 Version 0	Cobas 8000	x	
Digitoxin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	
Digoxin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	
DHEA-S	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Ferritin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANÄMIE Dokument 16806 Version 0	Cobas 8000	x	
Folsäure	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANÄMIE Dokument 16806 Version 0	Cobas 8000	x	
Freies Thyroxin (fT4)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCHILD Dokument 16836 Version 0	Cobas 8000	x	
Freies Trijodthyronin (fT3)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCHILD Dokument 16836 Version 0	Cobas 8000	x	
FSH	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Gesamt-β-hCG	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Homocystein	NaF-Plasma, Serum	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SP-HCYS Dokument 16845 Version 1	Cobas 8000	x	
Holotranscobalamin	Serum	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay	SA-KL-HOLTC Dokument 16819 Version 0	Cobas 8000	x	
Insulin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-INSU Dokument 16826 Version 1	Cobas 8000	x	
Interleukin 6	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-IL6 Dokument 16822 Version 0	Cobas 8000	x	
LH	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Myoglobin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument 16818 Version 1	Cobas 8000	x	
Neuronspezifische Enolase	Serum	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TUMOR2 Dokument 16842 Version 0	Cobas 8000	x	
NT-proBNP	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument 16818 Version 1	Cobas 8000	x	
Östradiol	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
PIGF (Placental growth factor)	Serum	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PRAEKL Dokument 16830 Version 0	Cobas 8000	x	
Procalcitonin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PCAL Dokument 16829 Version 0	Cobas 8000	x	
Prolaktin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	

Prostata-spezifisches Antigen (PSA)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PSA Dokument 16832 Version 0	Cobas 8000	x	
freies PSA	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PSA Dokument 16832 Version 0	Cobas 8000	x	
PTH-Intakt	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PTHI Dokument 16833 Version 0	Cobas 8000	x	
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Progesteron	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
S100	Serum	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-S100 Dokument 16834 Version 0	Cobas 8000	x	
SCC (TA-4)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TA4 Dokument 16839 Version 0	Cobas 8000	x	
Sexualhormon bind. Globulin (SHBG)	Serum, LH-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Sirolimus	EDTA-Blut	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-IMMUS Dokument 16823 Version 0	Cobas 8000	x	
sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1)	Serum	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PRAEKL Dokument 16830 Version 0	Cobas 8000	x	
sFlt-1 / PlGF-Quotient	Serum	Berechnung	SA-KL-PRAEKL Dokument 16830 Version 0	Cobas 8000	x	
Tacrolimus (Prograf)	EDTA-Blut	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-IMMUS Dokument 16823 Version 0	Cobas 8000	x	
Testosteron	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Freier Androgen Index	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Berechnung	SA-KL-HORM Dokument 16820 Version 2	Cobas 8000	x	
Thyreoglobulin	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TG Dokument 16840 Version 1	Cobas 8000	x	
Thyreidea stim. Hormon (TSH)	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCHILD Dokument 16836 Version 0	Cobas 8000	x	
Troponin I	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument 16818 Version 1	AFIAS	x	
Troponin T	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument 16818 Version 1	Cobas 8000	x	
Vitamin B12	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANÄMIE Dokument 16806 Version 0	Cobas 8000	x	
25-OH-Vitamin D	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-VITD Dokument 16843 Version 0	Cobas 8000	x	
Aldosteron	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ALDS Dokument 17288 Version 0	LIAISON XL	x	
Alkalische Skelettphosphatase (Ostase)	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-APKN Dokument 17291 Version 0	LIAISON XL	x	
Androstendion	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANDS Dokument 17290 Version 0	LIAISON XL	x	
Calcitonin	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-CALC Dokument 17292 Version 0	LIAISON XL	x	

Calprotectin	Stuhl	Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-CALPS Dokument 17293 Version 0	LIAISON XL	x	
Pankreatische Elastase 1	Stuhl	Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-E1ST Dokument 17295 Version 0	LIAISON XL	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Renin	EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-RENI Dokument 17300 Version 0	LIAISON XL	x	
Aldosteron-/Renin Quotient	EDTA-Plasma	Berechnung	SA-KL-RENI Dokument 17300 Version 0	LIAISON XL	X	
Thymidin-Kinase	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TKAK Dokument 17301 Version 0	LIAISON XL	x	
Tissue Polypeptid Antigen	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-TPA Dokument 17302 Version 0	LIAISON XL	x	
Methotrexat	Serum, LH-, EDTA-Plasma	EIA	SA-KL-MTX Dokument 16828 Version 2	Cobas 8000	x	
1,25-(OH)-Vitamin D	Serum	Chemielumineszenz-Mikropartikelimmunoassay	SA-KL-VD3 Dokument 17303 Version 0	LIAISON XL	x	
Chromogranin A	Serum, EDTA-Plasma	Fluoreszenzimmunoassay	SA-KL-CGA Dokument 17294 Version 0	Kryptor	x	
Erythropoietin	Serum, LH-Plasma	Festphasen-CLIA	SA-KL-EPOS Dokument 17297 Version 0	IMMULITE	x	
Interleukin-2-Rezeptor	Serum, EDTA-Plasma	Festphasen-CLIA	SA-KL-ZYTOK Dokument 17304 Version 0	IMMULITE	x	
Prothrombinfragmente F1+F2	Citratplasma	EIA	SA-KL-F1F2 Dokument 17298 Version 0	manuell / EIA-Reader	x	
Paracetamol (Acetaminophen)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	EIA	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	
Ethylglucuronid	Harn	EIA	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Tricycl.Antidepressiva	Harn, Serum	EIA	SA-KL-DROG Dokument 16811 Version 0	Cobas 8000	x	
Valproinsäure	Serum, LH-, EDTA-Plasma	EIA	SA-KL-MEDI Dokument 16827 Version 0	Cobas 8000	x	

Untersuchungsart: einfache qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät
HCG- (Schwangerschaftstest)	Harn	Immunoassay-Schnelltest	SA-KL-SWTE Version C	manuell

Untersuchungsart: Elektrophorese*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
HbA1c	EDTA-Blut	Kapillarelektrophorese	SA-HÄ-HBA1 Dokument 16221 Version 0	Capillarys 3	x	
CDT	Serum	Kapillarelektrophorese	SA-SP-CDT Dokument 19142 Version 1	Capillarys 2 FP	x	
Proteine	Serum	Kapillarelektrophorese	SA-KL-ELPH Dokument 16813 Version 0	Capillarys 2 FP	x	
Lipoproteine	Serum	Elektrophoretische Trennung auf Agarosegel	SA-KL-LIEL Dokument 17718 Version 0	HYDRASYS LC / HYDRASYS Focusing	x	
CK-Isoenzyme	Serum	Elektrophoretische Trennung auf Agarosegel	SA-KL-CKIS Dokument 17711 Version 0	HYDRASYS Focusing	x	

Untersuchungsart: Funktionsuntersuchungen am Patienten*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Eisen	Serum, LH-Plasma	Eisenresorptionstest / Berechnung	SA-KL-ANORG-Dokument 16805- Version 1	Cobas 8000	x	
Glucose	NaFC-, NaF-Plasma, Hämolysat	oraler Glucose-, Fructose-, Lactosetoleranztest / Enzymatischer UV-Test	AA-PA-011 Dokument 17502 Version 0	Cobas 8000	x	
Wasserstoff - H ₂	Atemluft	Glucose- / Lactose-Fruktose - H ₂ -Atemtest	AA-PA-014 Version D	HydroCheck	x	

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart: Durchflusszytometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Immunstatus (Lymphozytentypisierung) CD03, CD04, CD08, CD19, CD45, CD56, CD57 HLA-DR	EDTA-Blut, Knochenmark	Durchflußzytometrie	SA-HÄ-IMST Dokument 15846 Version 0	DxFlex		x
B-Zell-Lymphomtypisierung CD03, CD04, CD05, CD08, CD10, CD11c, CD180, CD200, CD79b, CD81, IgM CD19, CD20, CD22, CD23, CD25, CD38, RoR1, CD43, CD117, CD27, CD138 CD45, CD103, FCM7, Kappa, Lambda, CD28, CD56	EDTA-Blut, Knochenmark	Durchflußzytometrie	SA-HÄ-IMST Dokument 15846 Version 0	DxFlex		x
Lymphozyten- differenzierung CD03, CD04, CD08, CD19, CD45, CD56, CD57 HLA-DR	Bronchiallavage	Durchflußzytometrie	SA-HÄ-BAL Dokument 15842 Version 0	DxFlex		x

Untersuchungsart: Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Immunglobulin A	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Immunglobulin G	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Immunglobulin M	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument 16831 Version 1	Cobas 8000	x	
Komplement C3	Serum, LH-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-C3-4 Dokument 16808 Version 0	Cobas 8000	x	
Komplement C4	Serum, LH-, EDTA-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-C3-4 Dokument 16808 Version 0	Cobas 8000	x	
freie Kappa- und Lambda-Leichtketten	Serum, Harn	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-KL-FRLK Dokument 16816 Version 0	Optilite	x	
Kappa- und Lambda- Leichtketten	Serum	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-KLLK Dokument 17717 Version 2	Optilite	x	

IgG Subklassen	Serum	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-KL-IGGS Dokument 16821 Version 0	Optilite	x	
----------------	-------	----------------------------------	---	----------	---	--

Untersuchungsart: Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Komplement CH50	Serum, Plasma	Liposomen Immunoassay	SA-KL-CH50 Dokument 16809 Version 0	Optilite	x	
C1q-bindender zirkul. Immunkomplex	Serum	EIA	SA-SE-C1QC2 Dokument 16398 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Rheumafaktor Kl. IgA	Serum	EIA	SA-SE-RFP Dokument 16421 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Rheumafaktor Kl. IgG	Serum	EIA	SA-SE-RFP Dokument 16421 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Rheumafaktor Kl. IgM	Serum	EIA	SA-SE-RFP Dokument 16421 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
AK gg. Phospholipase-A2-Rezeptor	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	ELISA	SA-SE-PLA2R Dokument 16418 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
AK gg. GAD	Serum	ELISA	SA-KL-AGAD Dokument 17289 Version 0	manuell / EIA-Reader	x	
Tryptase	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SA-KL-RAST Dokument 17299 Version 0	UniCap 250	x	
IgE	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SA-KL-RAST Dokument 17299 Version 0	UniCap 250	x	
Spezifisches IgE (Einzel- u. Mischallergene)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SA-KL-RAST Dokument 17299 Version 0	UniCap 250	x	
Spezifisches IgG	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SA-KL-RAST Dokument 17299 Version 0	UniCap 250	x	
rekombinante Allergene	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	SA-KL-RAST Dokument 17299 Version 0	UniCap 250	x	
Thyreoglobulin-AK	Serum, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCAK Dokument 16835 Version 0	Cobas 8000	x	
Thyreoperoxidase-AK	Serum, LH-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCAK Dokument 16835 Version 0	Cobas 8000	x	
TSH-Rezeptor-AK	Serum	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCAK Dokument 16835 Version 0	Cobas 8000	x	
AK gg. glomeruläre Basalmembran	Serum	ELISA	SA-SE-GBM Dokument 25861 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
AK gg. CCP	Serum	Chemilumineszenz-immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
AK gg. Cardiolipin IgG, IgM	Serum, Citratplasma	Chemilumineszenz-immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
AK gg. β 2-Glycoprotein I IgG, IgM	Serum, Citratplasma	Chemilumineszenz-immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
AK gg. Gliadin IgA, IgG	Serum	Chemilumineszenz-immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
AK gg. Gewebstransglutaminase IgG, IgA	Serum	Chemilumineszenz-immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
p-ANCA quant., Bestätigungstest	Serum	Chemilumineszenz-immunoassay	SA-SE-ANCQ Dokument 16390 Version 0	BIO-FLASH	x	

c-ANCA quant., Bestätigungstest	Serum	Chemielumineszenz- immunoassay	SA-SE-ANCQ Dokument 16390 Version 0	BIO-FLASH	x	
AAK gg. Ro52	Serum	Chemielumineszenz- immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
AAK gg. SS-A (Ro60-AK)	Serum	Chemielumineszenz- immunoassay	SA-SE-AKBIO Dokument 16386 Version 2	BIO-FLASH	x	
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
vWF-Kollagen- bindungsaktivität	Citratplasma	Chemielumineszenz- immunoassay	SA-SE-CBA Dokument 16399 Version 0	BIO-FLASH	x	
AAK gg. leberspezifische Antigene (AMA-M2, BPO, LKM 1, LC-1, SLA)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Linienblot	SA-SE-AALEB Dokument 16384 Version 0	manuell	x	
AAK gg. Neuronale Antigene (Hu, Ri, Yo, CV2, MA2, AMP)	LH-, EDTA-, Citrat- Plasma, Serum, Liquor	Linienblot	SA-SE-AZNS Dokument 16394 Version 0	manuell	x	
AMA-Differenzierung M 2	Serum	Immunoblot	SA-SE-DOTB Dokument 16403 Version 1	manuell	x	
AMA-Differenzierung M 4	Serum	Immunoblot	SA-SE-DOTB Dokument 16403 Version 1	manuell	x	
AMA-Differenzierung M 9	Serum	Immunoblot	SA-SE-DOTB Dokument 16403 Version 1	manuell	x	
AAK gg. Jo-1	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	
AAK gg. n-RNP	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	
AAK gg. Scl-70	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	
AAK gg. Sm	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	
AAK gg. Ro52	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	
AAK gg. SS-A (Ro60-AK)	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	
AAK gg. SS-B (La-AK)	Serum	Linienblot	SA-SE-ENA Dokument 19574 Version 4	EuroBlotOne	x	

Untersuchungsart: Elektrophorese*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Immunfixation Kappa/Lambda LK, BJ-Proteine	Harn	Immunfixation auf Agarosegel	SA-KL-IMFH Dokument 17715 Version 0	HYDRASYS 2 / HYDRASYS Focusing	x	
Immunfixation Kappa/Lambda LK, IgA, IgG, IgM	Serum	Immunfixation auf Agarosegel	SA-KL-IMUF Dokument 17716 Version 0	HYDRASYS 2 / HYDRASYS Focusing	x	
Oligoklonale Banden	Serum, Liquor	Isoelektrische Fokussierung mit Immunfixation auf Agarosegel	SA-KL-OLIG Dokument 17721 Version 0	HYDRASYS Focusing	x	
von Willebrand Multimere	Citrat-, EDTA-Plasma	Immunfixation auf Agarosegel	SA-KL-VWFM Dokument 17724 Version 1	HYDRASYS 2 Scan Focusing	x	

Untersuchungsart: Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
AAK gg. Histone	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANA Dokument 16388 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	*	
AAK-LKM	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-BAS2 Dokument 16395 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Mitochondrien (AMA)	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-AMA Dokument 16387 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Zellkerne (ANA)	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANA Dokument 16388 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. c-ANCA	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANCA Dokument 16389 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. p-ANCA	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANCA Dokument 16389 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. glatte Muskulatur	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-BAS2 Dokument 16395 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Zentromere	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANA Dokument 16388 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Doppelstrang-DNS	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-DDNS Dokument 16402 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Leberspez.Protein	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANA Dokument 16388 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Leber-Membran- Antigen	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANA Dokument 16388 Version 0	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Desmosomen Haut	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-AHAUT Dokument 16385 Version 1	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Basalmembran Haut	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-AHAUT Dokument 16385 Version 1	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Parietalzellen	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-PCA Dokument 16416 Version 1	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Neuronale Oberflächenproteine (NMDA, AMPA, CASPR2, DPPX, LGI1, GABA)	Serum, Liquor	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ANOP Dokument 16391 Version 1	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Endomysium	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-EIGA Dokument 16404 Version 1	IF-Sprinter, EPML Mikroskop	x	
AAK gg. Pankreas Azinuszellen	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-APAN Dokument 16392 Version 0	manuel / Mikroskop	x	
AAK gg. Herzmuskel	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-MUSK Dokument 16414 Version 0	manuel / Mikroskop	x	
AAK gg. quergestr. Muskulatur	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-MUSK Dokument 16414 Version 0	manuel / Mikroskop	x	
AAK gg. Pankreasinseln	Serum	indirekter Immun- fluoreszenztest (IIFT)	SA-SE-ICA Dokument 16410 Version 0	manuel / Mikroskop	x	

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart: Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Bordetella pertussis-AK (IgA / IgG)	Serum	ELISA	SA-SE-PERT Dokument 16417 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Borrelia-AK (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-BORR Dokument 16396 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Borrelia-AK (IgG / IgM)	Liquor	ELISA	SA-SE-BORRL Dokument 16397 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Chlamydia pneumoniae (IgA / IgG)	Serum	ELISA	SA-SE-CHLA Dokument 16400 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Chlamydia trachomatis (IgA / IgG)	Serum	ELISA	SA-SE-CHLA Dokument 16400 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Helicobacter pylori (IgA / IgG)	Serum	ELISA	SA-SE-PYLO Dokument 16420 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Diphtherie-AK	Serum	ELISA	SA-SE-TEDI - Version 0	Euroimmun-Analyser I	x	
Mycoplasma pneumoniae AK (IgG/IgM)	Serum, Plasma	ELISA	SA-SE-MYCP Dokument 16415 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Tetanus-AK	Serum	ELISA	SA-SE-TEDI - Version 0	Euroimmun-Analyser I	x	
Cryptosporidium	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	DSX	x	
Entamoeba histolytica/dispar	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	DSX	x	
Gardia lamblia	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	DSX	x	
Campylobacter	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	DSX	x	
Clostr.diff. - Glutamatdehydrog.	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0 SA-MI-CLOS Dokument 17179 Version 0	DSX EIA - Reader	x	
Clostr.diff.-Toxin A/B	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0 SA-MI-CLOS Dokument 17179 Version 0	DSX EIA - Reader	x	
EHEC-Toxinnachweis	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0 SA-MI-EHEC Dokument 17181 Version 0	DSX EIA - Reader	x	
Helicobacter-pylori-Ag	Stuhl	ELISA	SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0 SA-MI-HPAG Dokument 17189 Version 0	DSX EIA - Reader	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Toxoplasmose-IgM-Bestätigung	Serum, LH, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-INFSA – Version C	Architect	x	
Toxoplasmose-IgG-Avidität	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-TOXO Dokument 17309 Version 0	LIAISON XL	x	
Mykobakterien (Interferon-Gamma-Release-Assay)	LH-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-MI-QFT Dokument 17305 Version 0	LIAISON XL	x	
Treponema pallidum – AK	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-INFCA Dokument 16824 Version 1	Cobas 8000	x	
Toxoplasmose-AK IgG / IgM	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-INFCA Dokument 16824 Version 1	Cobas 8000	x	
Borrelia im Liquor (IgG/IgM AK)	Liquor	Westernblot	SA-SE-WBEU Dokument 16427 Version G	manuell	x	
Borrelia-AK (IgG / IgM)	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Westernblot	SA-SE-WBEU Dokument 16427 Version G	manuell	x	
Helicobacter pylori (IgA / IgG)	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Westernblot	SA-SE-WBEU Dokument 16427 Version G	manuell	x	
Treponema pallidum (AK) (IgG/IgM)	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Westernblot	SA-SE-LUESWB Dokument 16412 Version 0	manuell	x	
Yersinien -AK (IgA / IgG)	Serum, LH, EDTA, Citrat-Plasma	Westernblot	SA-SE-WBEU Dokument 16427 Version G	manuell	x	

Untersuchungsart: Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Chlamydia trachomatis	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Real-Time-PCR	SA-SP-CTGC Dokument 17210 Version 0 SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	cobas 6800 MIC-Cycler	x	
Chlamydia trachomatis	bakterielle DNA aus Ejakulat	Real-Time-PCR	SA-SP-CTGC Dokument 17210 Version 0	cobas 6800 MIC-Cycler	x	
Neisseria gonorrhoeae	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Real-Time-PCR	SA-SP-CTGC Dokument 17210 Version 0 SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	cobas 6800 MIC-Cycler	x	
Mykobakterien Mycobacterium tuberculosis Komplex	bakterielle DNA aus Sputum, Bronchialspülungen, sonstigem Material	Real-Time-PCR	SA-SP-TBPCR Dokument 17211 Version 1	cobas 6800	x	
Bordetella holmesii	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Bordetella pertussis	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Bordetella parapertussis	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Chlamydia pneumoniae	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Haemophilus influenzae	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	

Klebsiella pneumoniae / oxytoca	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-MI-BIOF Dokument 17473 Version 0	Biofire	x	
Legionella spp.	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Legionella pneumophila	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Moraxella catarrhalis	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480		
Mycoplasma genitalum	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Multiplex-PCR	SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	MIC-Cycler	x	
Mycoplasma hominis	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Multiplex-PCR	SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	MIC-Cycler	x	
Mycoplasma pneumoniae	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Staphylococcus aureus	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-MI-BIOF Dokument 17473 Version 0	Biofire	x	
Streptococcus pneumoniae	bakterielle DNA aus Abstrich	Multiplex-PCR	SA-SP-RESPIB Dokument 23680 Version 1	cobas z 480	x	
Trichomonas vaginalis	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Multiplex-PCR	SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	MIC-Cycler	x	
Treponema pallidum	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Multiplex-PCR	SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	MIC-Cycler	x	
Ureaplasma urealyticum	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Multiplex-PCR	SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	MIC-Cycler	x	
Ureaplasma parvum	bakterielle DNA aus Abstrich, Harn	Multiplex-PCR	SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	MIC-Cycler	x	
Pneumocystis jiroveci	bakterielle DNA aus BAL	Real-Time-PCR	SA-MI-PCP PCR Dokument 23712 Version 1	BD MAX	x	
Parodontitiskeime: Actinobacillus actinomycetemcomitans; Porphyromonas gingivalis; Tannerella forsythia; Treponema denticola; Prevotella intermedia; Parvimonas micra; F. nucleatum / periodonticum; Campylobacter rectus; Eubacterium nodatum; Eikenella corrodens; Capnocytophaga spec.	Zahntaschenabstrich	PCR DNA-Strip-Technologie	SA-SP-MDENT Dokument 17481 Version 1	Thermocycler	x	

Untersuchungsart: Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
AK gg. Streptokokken-DNAse B	Serum	Turbidimetrie	SA-KL-DORN Dokument 17712 Version 1	Optilite	x	

Untersuchungsart: Chromatographie (Immunchromatographie)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Legionellen Ag	Harn	Immunchromatographie	SA-SE-LEAG Dokument 16411 Version 1	manuell	x	

Untersuchungsart: Kulturelle Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Enterobakterien	Abstriche, Bronchial-Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate, Ejakulat, Katheterspitzen, Blutkultur, Urin	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien, Flüssig-medium miniaturisiert und automatisiert	SA-MI-URIN Dokument 17207 Version 0, SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0, SA-MI-BAL Dokument 17175 Version 0 SA-MI-BLUT Dokument 17176 Version 4 SA-MI-KS Dokument 17191 Version 0	manuell	x	
Salmonella spec., Shigella spec., Yersinia spec.	Blutkultur, Urin, Stuhl, Duodenalsaft	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien, Flüssig-medium miniaturisiert und automatisiert	SA-MI-ATPER Dokument 17172 Version 0 SA-MI-URIN Dokument 17207 Version 0, SA-MI-STUHL Dokument 17204 Version 1 SA-MI-BLUT Dokument 17176 Version 4	manuell	x	
Campylobacter	Stuhl	Spezifisches Kulturverfahren, in mikroaerophiler Atmosphäre auf Festmedien	SA-MI-STUHL Dokument 17204 Version 1	manuell	x	
Pseudomonas und andere anspruchslose, nicht fermentierende, Gram-negative Stäbchen	Abstriche, Bronchial-Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate, Ejakulat, Katheterspitzen, Blutkultur, Urin	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien, Flüssig-medium miniaturisiert und automatisiert	SA-MI-URIN Dokument 17207 Version 0, SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0, SA-MI-BAL Dokument 17175 Version 0 SA-MI-BLUT Dokument 17176 Version 4 SA-MI-KS Dokument 17191 Version 0	manuell	x	
Vibrionaceae	Stuhl	Spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre auf Festmedien	SA-MI-STUHL Dokument 17204 Version 1	manuell	x	
Micrococcaceae / Staphylococcaceae	Abstriche aller Art, Bronchial-Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate aller Art, Ejakulat, Katheterspitzen, Blutkultur, Urin	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien, Flüssig-medium miniaturisiert und automatisiert	SA-MI-URIN Dokument 17207 Version 0, SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0, SA-MI-BAL Dokument 17175 Version 0 SA-MI-BLUT Dokument 17176 Version 4 SA-MI-KS Dokument 17191 Version 0	manuell	x	

Streptococcaceae	Abstriche, Bronchial-Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate, Ejakulat, Katheterspitzen, Blutkultur, Urin	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerober und mikroaerophiler Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien, Flüssig-medium miniaturisiert und automatisiert	SA-MI-STREPT Dokument 17203 Version 0, SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0 SA-MI-BAL Dokument 17175 Version 0	manuell	x	
------------------	---	--	--	---------	---	--

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Fakultativ bis obligat anerobe, Gram-positive, sporenlose Stäbchenbakterien (Actinomyces, Propionibakterium, Rotia)	Abzeßmaterial, Eiter, Bronchial- Trachealsekret, Sputum, Punktate, Blutkultur	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem, mikroaerophiler Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien.	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	manuell	x	
Obligat aerobe Aktinomyeten (Norcadia)	Abzeßmaterial, Eiter, Bronchial- Trachealsekret, Sputum, Punktate, Blutkultur	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien.	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	manuell	x	
Bacillus spec.	Wundabstrich, Blutkultur	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	manuell	x	
Pasteurellaceae, Haemophilus spec.	Augen-HNO-Abstrich, Bronchial- Trachealsekret, Rachenabstrich, Sputum, Liquor, Punktate	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerobem und mikroaerophiler Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0	manuell	x	
Neisseria meningitidis	Augen-HNO-Abstrich, Liquor, Blutkultur	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in mikroaerophiler Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien.	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0, SA-MI-LIQUOR Dokument 17192 Version 0	manuell	x	
Mykobakterien	Bronchial-Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate, Urin	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien.	SA-MI-TBC Dokument 17205 Version 0	manuell	x	
Mycoplasma hominis Ureaplasmen urealyticum	Urogenitalabstrich, Ejakulat, Urin, Neugeborenenabstriche	Spezifische Kulturverfahren, in anaerobem Atmosphäre auf Festmedien	SA-UREMYK Dokument 17206 Version 0	manuell	x	
ESBL	Verschiedene Untersuchungsmaterialien	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien.	SA-MI-MRGN Dokument 17183 Version 1, SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0	manuell	x	
MRSA	Nasen-, Leisten-, Wundabstriche, Urin	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien.	SA-MI-STAPHY Dokument 17201 Version 0, SA-MI-URIN Dokument 17207 Version 2, SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0, SA-MI-MRSA+VRE Dokument 17193 Version 1	manuell	x	
Candida spec.	Abstriche, Bronchial- Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate, Ejakulat, Blutkultur, Urin, Haut, Haare, Nägel	Unspezifische u. spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	manuell	x	
Dermatophyten	Haut, Haare, Nägel	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre auf Festmedien.	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	manuell	x	
Schimmelpilze	Wundabstrich, HNO-Abstrich, Bronchial-Trachealsekret, Sputum, Liquor, Punktate, Blutkultur, Haut, Haare, Nägel	Spezifische Kulturverfahren, in aerobem Atmosphäre auf Festmedien.	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	manuell	x	

Untersuchungsart: Keimdifferentenzierung / -identifizierung / -typisierung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Enterobakterien	Kulturmateri	Orientierend: Oxidase, Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Version D, SA-MI-KATALA Version B, SA-MI-OXIDAS Version B	VITEK MS, manuell	x	
Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp.	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, Oxidase, Agglutination, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-ATPER Dokument 17172 Version 0 SA-MI-BUNTE Dokument 17177 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Campylobacter	Kulturmateri	Orientierend: Oxidase, Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-STUHL Dokument 17204 Version 1	VITEK MS, manuell	x	
Pseudomonas und andere anspruchsl	Kulturmateri	Orientierend: Oxidase, Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Obligat anaerobe Bakterien (Bacteroides sp., Clostridioides sp.)	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-ANAERO Dokument 17171 Version 0, SA-MI-KATALA Dokument 17190 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Streptococcaceae	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, Slidex-Strepto-Kit, Optochin-Testplättchen, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-STEPT Dokument 17203 Version 0, SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Staphylococcaceae / Micrococcaceae	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Corynebacterium sp., coryneforme Bakterien	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Fakultativ bis obligat anerobe, Gram-positive, sporenlose Stäbchenbakterien (Actinomyces, Propionibacterium, Rothia)	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-ANAERO Dokument 17171 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Obligat aerobe Aktinomyzeten (Nocardia)	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-ANAERO Dokument 17171 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Bacillus sp.	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Pasteurellaceae, Haemophilus sp.	Kulturmateri	Orientierend: Oxidase, Katalase, mikroskopisches Präparat, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0	VITEK MS, manuell	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Gardnerella vaginalis	Kulturmateri	Orientierend: Katalase, Gardnerella-Selektivagar, mikroskopisches Präparat, Oxidase, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Neisseria gonorrhoeae	Kulturmateri	Orientierend: Oxidase, mikroskopisches Präparat, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Neisseria meningitidis	Kulturmateri	Orientierend: Oxidase, mikroskopisches Präparat, automatisiert, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0 SA-MI-LIQUOR Dokument 17192 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum	Kulturmateri	Orientierend:-Selektivmedium, mikroskopisches Präparat	SA-UREMYK Dokument 17206 Version 0	manuell	x	
Candida spec.	Kulturmateri	automatisiert / manuell, Massenspektrometrie	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Dermatophyten	Kulturmateri	automatisiert / manuell, Massenspektrometrie	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Schimmelpilze	Kulturmateri	automatisiert / manuell, Massenspektrometrie	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Sproßpilze	Kulturmateri	automatisiert / manuell, Massenspektrometrie	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Neisseria-, Haemophilus-Gruppe	Kulturmateri	automatisiert / manuell, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0, SA-MI-HAEMO Dokument 17187 Version 0	VITEK MS, manuell	x	
Bakterien	Kulturmateri	automatisiert / manuell, Massenspektrometrie	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0 SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0, SA-MI-HAEMO Dokument 17187 Version 0	VITEK MS, manuell	x	

Untersuchungsart: Empfindlichkeitstestungen von Bakterien und Pilzen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Enterobakterien	Kulturmateri	automatisiert / Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	VITEK 2 , manuell	x	
Salmonella spec., Shigella spec., Yersinia spec.	Kulturmateri	automatisiert / Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0 SA-MI-STUHL Dokument 17204 Version 1 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	VITEK 2 , manuell	x	
Campylobacter	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-STUHL Dokument 17204 Version 1 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Pseudomonas und andere anspruchslose, nicht fermentierende, Gram- negative Stäbchen	Kulturmateri	automatisiert / Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	VITEK 2 , manuell	x	
Vibrionaceae	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-GRAMN Dokument 17185 Version 0 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Micrococcaceae / Staphylococcaceae	Kulturmateri	automatisiert / Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	VITEK 2 , manuell	x	
Streptococcaceae	Kulturmateri	automatisiert / Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-GRAMP Dokument 17186 Version 0 SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	VITEK 2 , manuell	x	
Obligat anaerobe Bakterien (Bacteroides spec., Clostridioides sp.)	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Fakultativ bis obligat anerobe, Gram-positive, sporenlose Stäbchenbakterien (Actinomyces, Propionibacterium, Rotia)	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Corynebacterium spec. coryneforme Bakterien	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Bacillus spec.	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Obligat aerobe Aktinomyzeten (Nocardia)	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Pasteurellaceae, Haemophilus spec.	Kulturmateri	Agardiffusionstest nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	

Neisseria gonorrhoeae	Kulturmateriail	E-Test nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	
Neisseria meningitidis	Kulturmateriail	E-Test nach EUCAST	SA-MI-RES Dokument 17200 Version 2	manuell	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Candida spec.	Kulturmateriail	automatisiert nach EUCAST	SA-MI-PILZE Dokument 17199 Version 0	Vitek 2	x	

Untersuchungsart: Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
E. coli	Bakterien	Agglutination	SA-MI-ATPER Dokument 17172 Version 0	manuell	x	
Salmonellen	Bakterien	Agglutination	SA-MI-ATPER Dokument 17172 Version 0	manuell	x	
Shigellen	Bakterien	Agglutination	SA-MI-ATPER Dokument 17172 Version 0	manuell	x	
Staphylococcus aureus	Bakterien	Agglutination	SA-MI-STAPHY Dokument 17201 Version 0 SA-MI-MRSSCR Dokument 17194 Version 0	manuell	x	
Streptokokken	Bakterien	Agglutination	SA-MI-STREPT Dokument 17203 Version 0	manuell	x	
Yersinien	Bakterien	Agglutination	SA-MI-ATPER Dokument 17172 Version 0	manuell	x	
Antilipoidaler Antikörper	Serum / Liquor	Cardiolipin-Mikroflockungs-test (modifiz. VDRL-Test)	SA-SE-CMT Dokument 16401 Version 0	manuell	x	

Untersuchungsart: Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Mykobakterien	Bronchial-Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate, Urin	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-ZIEHL Dokument 17209 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Corynebacterium spec- coryneforme Bakterien	Reinkultur	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-NEISS- Dokument 17195 Version 0	manuell, Mikroskop		
Gram-positive Bakterien	Abstriche aller Art, Bronchial- Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate aller Art, Ejakulat, Blutkultur, Urin	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-GRAM Dokument 17184 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Parasiten	Stuhl, Urin, Ausstrich aus Nativblut	Mikroskopie	SA-MI-PARA Dokument 17197 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Wurmeier	Stuhl, Urin	Mikroskopie	SA-MI-PARA Dokument 17197 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Pilze	Reinkultur	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-GRAM Dokument 17184 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Gram-negative Bakterien	Abstriche aller Art, Bronchial- Trachealsekret, Magensaft, Sputum, Liquor, Punktate aller Art, Ejakulat, Blutkultur, Urin	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-GRAM Dokument 17184 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Anaerobe Bakterien	Reinkultur	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-GRAM Dokument 17184 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Campylobacter	Reinkultur	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-GRAM Dokument 17184 Version 0	manuell, Mikroskop	x	

partiell säurefeste Bakterien z.B. Norcadia	Reinkultur	Mikroskopie, Färbung	SA-MI-PASA Dokument 17198 Version 0	manuell, Mikroskop	x	
Plasmodium spec. (Malaria-Nachweis)	EDTA-Blut / Dicker Tropfen	Mikroskopie	SA-HÄ-MALA Dokument 15848 Version 2	Mikroskop	x	

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart: Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Antikörpersuchtest indirekter Coombstest	EDTA-Plasma	Capture - Festphasensystem	SA-SE-AKS Dokument 17790 Version 2	IMMUCOR NEO IRIS	x	
Anti-D (post part.)	EDTA-Plasma	Capture - Festphasensystem	SA-SE-AKS Dokument 17790 Version 2	IMMUCOR NEO IRIS	x	
Coombstest (direkt)	EDTA-Vollblut	Capture - Festphasensystem	SA-SE-COOM Dokument 17793 Version 1	IMMUCOR NEO IRIS	x	
Kreuzprobe	EDTA-Vollblut	Agglutination / Capture - Festphasensystem	SA-SE-KPN Dokument 17795 Version 2	IMMUCOR NEO IRIS	x	
Blutgr./Rh-Faktor	EDTA-Vollblut	Agglutination / Capture - Festphasensystem	SA-SE-BGRHN Dokument 17792 Version 2	IMMUCOR NEO IRIS	x	
RH-Formel und Kell-Ag	EDTA-Vollblut	Agglutination / Capture - Festphasensystem	SA-SE-BGRFO Dokument 17791 Version 2	IMMUCOR NEO IRIS	x	

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart: Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Rotaviren	Stuhl	EIA	SA-MI-VIREN Dokument 17208 Version 0 SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	EIA - Reader DSX	x	
Adenoviren	Stuhl	EIA	SA-MI-VIREN Dokument 17208 Version 0 SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	EIA - Reader DSX	x	
Astroviren	Stuhl	EIA	SA-MI-VIREN Dokument 17208 Version 0 SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	EIA - Reader DSX	x	
Noroviren	Stuhl	EIA	SA-MI-VIREN Dokument 17208 Version 0 SA-MI-ELISA Dokument 17182 Version 0	EIA - Reader DSX	x	
FSME-AK (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-FSME Dokument 16405 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
FSME-AK (IgG)	Liquor	ELISA	SA-SE-VIRL Dokument 16425 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Hepatitis E (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-HEV Dokument 16406 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Herpes-Simplex-AK (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-HSV Dokument 16409 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Herpes-Simplex-AK (IgG)	Liquor	ELISA	SA-SE-VIRL Dokument 16425 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Masern-AK (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-MUMA Dokument 16413 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Masern-AK (IgG)	Liquor	ELISA	SA-SE-VIRL Dokument 16425 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Mumps-AK (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-MUMA Dokument 16413 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Varizella Zoster-AK (IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-VZV Dokument 16426 Version 0	Euroimmun Analyser I	x	
Varizella Zoster-AK (IgG)	Liquor	ELISA	SA-SE-VIRL Dokument 16425 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
Röteln-AK (IgG)	Liquor	ELISA	SA-SE-VIRL Dokument 16425 Version 1	Euroimmun Analyser I	x	
RSV (IgA / IgG / IgM)	Serum	ELISA	SA-SE-RSV Dokument 16422 Version 0	Euroimmun Analyser I	*	
Röteln-AK (IgG)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-INFC Dokument 16824 Version 1	Cobas 8000	x	
Röteln-AK IgM	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay (Immunocapture)	SA-KL-INFC Dokument 16824 Version 1	Cobas 8000	x	
HBs-Ag	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz - Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HBs-Ag-Bestätigungstest	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz - Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HBs-AK (quant.)	Serum, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HBc-AK (IgM)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HBc-AK (IgG+IgM)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay (Immunocapture)	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HBe - Ag	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HBe - AK	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HCV-AK	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
HIV-AK	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument 16817 Version 1	Cobas 8000	x	
Cytomegalie (IgG)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-CMV Dokument 16844 Version 1	Cobas 8000	x	
Cytomegalie (IgM)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay (Immunocapture)	SA-SE-CMV Dokument 16844 Version 1	Cobas 8000	x	

Cytomegalie IgG-Avidität	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-SE-CMV Dokument 16844 Version 1	Cobas 8000	x	
--------------------------	----------------------------------	--	--	------------	---	--

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
SARS-CoV-2 AK (Spike-u.-Nucleokapsid-Proteine)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-INFC-Dokument 16824- Version 1-	Cobas 8000-	x	
EBV-AK (IgG / IgM)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-EBV Dokument 17307 Version 0	LIAISON XL	x	
EBV-Early (Frühphase)	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-EBV Dokument 17307 Version 0	LIAISON XL	x	
EBV-Spätantikörper	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-EBV Dokument 17307 Version 0	LIAISON XL	x	
SARS-CoV-2 Ag	Nukleokapsid-Protein-Antigen aus-Abstrich	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-CV19AG-Dokument 17306- Version 0	LIAISON XL	x	
Parvovirus B19-AK (IgG / IgM)	Serum, LH-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-SE-PARV Dokument 17308 Version 0	LIAISON XL	x	
EBV-AK (IgG)	Serum, LH-Plasma	Westernblot	SA-SE-EBVWB- Version 0	manuell	x	
HIV-AK-Bestätigungstest	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Immunoblot	SA-SE-HIVB Dokument 16408 Version 0	manuell	x	
HCV-AK-Bestätigungstest	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Immunoblot	SA-KL-HCVB Dokument 16383 Version 0	manuell	x	
HEV-AK-Bestätigungstest	Serum, LH-, EDTA-, Citrat-Plasma	Immunoblot	SA-SE-HEVB Dokument 16407 Version 0	manuell	x	

Untersuchungsart: Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Cytomegalie-Virus (CMV)	virale DNA aus EDTA-Plasma oder Serum	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR), quantitativ	SA-SP-PCRC Dokument 17483 Version 1	cobas 6800	x	
Hepatitis-B-Virus (HBV)	virale DNA aus EDTA-Plasma oder Serum	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR), quantitativ	SA-SP-PCRC Dokument 17483 Version 1	cobas 6800	x	
Hepatitis-C-Virus (HCV)	virale RNA aus EDTA-Plasma oder Serum	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR), quantitativ	SA-SP-PCRC Dokument 17483 Version 1	cobas 6800	x	
Humaner Papillom-Virus (HPV)	virale DNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR)	SA-SP-HPV Dokument 17477 Version 1	cobas 6800	x	
Hepatitis-E-Virus (HEV)	virale RNA aus EDTA-Plasma, Serum oder Stuhl	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR), quantitativ	SA-SP-HEV Dokument 17476 Version 1	cobas z 480	x	
Adenoviren	virale DNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	Biorad OPUS CFX	x	
Bocavirus	virale DNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	Biorad OPUS CFX	x	
Metapneumovirus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	Biorad OPUS CFX	x	
Parainfluenza 1-4	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	Biorad OPUS CFX	x	
Parvovirus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV- Version 0	cobas z 480	x	

Coronaviren-Pool	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	Biorad OPUS CFX	x	
Coronavirus MERS-CoV	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Version 2	cobas z 480	x	

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Coronavirus SARS-CoV-2 Genomnachweis	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR/Multiplex-PCR/Echtzeit-RT-Multiplex-PCR)	SA-SP-VAPCR Dokument 17486 Version 1 SA-SP-INFAB Dokument 17479 Version 2 SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	cobas 6800 Biorad OPUS CFX GeneXpert	x	
Rhinovirus/Enterovirus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	Biorad OPUS CFX	x	
Herpes simplex Virus (HSV)	virale DNA aus Abstrich, Liquor, BAL, EDTA	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR)	SA-SP-VIRP Dokument 17487 Version 1 SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	cobas z 480 MIC-Cycler	x	
Herpes simplex Virus (HSV)	virale DNA aus Harn Erstrahl-urin	Sequenzspezifische Detektion (Multiplex-Real Time PCR)	SA-SP-VIRP Dokument 17487 Version 1 SA-SP-STD Dokument 17485 Version 0	cobas z 480 MIC-Cycler	x	
Varizella zoster Virus (VZV)	virale DNA aus Abstrich, Liquor, BAL, EDTA	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR)	SA-SP-VIRP Dokument 17487 Version 1	cobas z 480	x	
Influenza A Virus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR/Multiplex-PCR/Echtzeit-RT-Multiplex-PCR)	SA-SP-VAPCR Dokument 17486 Version 1 SA-SP-INFAB Dokument 17479 Version 2 SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	cobas 6800 Biorad OPUS CFX GeneXpert	x	
Influenza B Virus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR/Multiplex-PCR/Echtzeit-RT-Multiplex-PCR)	SA-SP-VAPCR Dokument 17486 Version 1 SA-SP-INFAB Dokument 17479 Version 2 SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	cobas 6800 Biorad OPUS CFX GeneXpert	x	
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR/Multiplex-PCR/Echtzeit-RT-Multiplex-PCR)	SA-SP-VAPCR Dokument 17486 Version 1 SA-SP-INFAB Dokument 17479 Version 2 SA-SP-RESPIV Dokument 23679 Version 2	cobas 6800 Biorad OPUS CFX GeneXpert	x	

Untersuchungsgebiet: Humangenetik

Untersuchungsart: Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikations- u. Hybridisierungsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung / Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
HLA-B27-DNA Humanes Leukozyten-Antigen B27	EDTA- oder Citratblut; DNA	Real-Time-PCR	SA-HÄ-HLAB Dokument 17472 Version 1	cobas z480	x	
Hereditäre Hämochromatose Hämochromatose-Gen C282Y, H63D, S65C, E168X dbSNP rs1800562, rs1799945, rs1800730, rs146519482	EDTA- oder Citratblut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-PCR Dokument 17482 Version 1	Thermocycler	x	
Thrombophilie Faktor V-Gen Leiden Variante G1691A dbSNP rs6025	EDTA- oder Citratblut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-PCR Dokument 17482 Version 1	Thermocycler	x	
Thrombophilie Faktor II (Prothrombin)-Gen G20210A dbSNP rs1799963	EDTA- oder Citratblut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-PCR Dokument 17482 Version 1	Thermocycler	x	
Thrombophilie / Hyperhomocysteinämie Methylentetrahydrofolat- Reduktase-Gen (MTHFR) C677T, A1298C dbSNP rs1801133 und rs1801131	EDTA- oder Citratblut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-PCR Dokument 17482 Version 1	Thermocycler	x	
Hereditäre Fructoseintoleranz Aldolase B-Gen A149P, A174D, N334K dbSNP rs1800546, rs76917243 und rs78340951	EDTA- oder Citratblut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-PCR Dokument 17482 Version 1	Thermocycler	x	
Lactose-Intoleranz (LCT) Lactase-Gen C-13910-T dbSNP rs4988235	EDTA- oder Citratblut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-PCR Dokument 17482 Version 1	Thermocycler	x	
Interleukin-1 Genotypis. IL1A C889T dbSNP rs1800587, IL1B C3953T dbSNP rs1143634, IL1RA T2010C dbSNP rs419598	EDTA- oder Citratblut, trockener Abstrich der Mundschleimhaut; DNA	PCR, DNA-Hybridisierung DNA-STRIP-Technologie	SA-SP-IL1T Dokument 17478 Version 1	Thermocycler	x	

Innerhalb der aufgeführten Untersuchungsbereiche ist dem medizinischen Laboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren gestattet.

Standort Gera:

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftenbestimmungen)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
automatisches Blutbild	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
automatische Leukozytendifferenzierung	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Leukozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Erythrozyten	EDTA-Blut	Widerstandsmeßprinzip	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Hämatokrit	EDTA-Blut	Impulshöhensummierung	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Thrombozyten	EDTA-Blut, Thrombo-Exakt-Blut, Citrat-Vollblut, Heparin-Vollblut	Widerstandsmeßprinzip Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
unreife Thrombozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Normoblasten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
MCV	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
MCH	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
MCHC	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
MPV	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Hb-Gehalt der Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
Retikulozyten-Produktionsindex	EDTA-Blut	Berechnung	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	

unreife Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
hypochrome Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
hyperchrome Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
mikrozytäre Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	
makrozytäre Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Chlorid	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument St18636 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Chlorid	Harn	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument St18636 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Kalium	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument St18636 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Kalium	Harn	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument St18636 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Natrium	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument St18636 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Natrium	Harn	ISE (ionenselektive Elektrode)	SA-KL-ELES Dokument St18636 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Säure-Basen-Haushalt	heparinisiertes Vollblut	Potentiometrie	SA-GE-SBH Dokument St15043 Version 0	Radiometer ABL 90	x	

Untersuchungsart:

Koagulometrie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Fibrinogen	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-FIBR Dokument St14743 Version 0	ACL Top CTS	x	
Plasmathrombinzeit	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-PTZ Dokument St14747 Version 0	ACL Top CTS	x	
PTT	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-PTT Dokument St14746 Version 0	ACL Top CTS	x	
Quick	Citratplasma	optisches Detektionsverfahren	SA-HÄ-QUIC Dokument St14748 Version 0	ACL Top CTS	x	

INR	Citratplasma	Berechnung	SA-HÄ-QUIC Dokument St14748 Version 0	ACL Top CTS	x	
-----	--------------	------------	---	-------------	---	--

Untersuchungsart:
Ligandenassays*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Digitoxin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-MEDI Dokument St18744 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Ferritin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANÄMIE Dokument St18633 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Folsäure	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANÄMIE Dokument St18633 Version 3	Cobas pro/pure	x	
Freies Thyroxin (fT4)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCHILD Dokument St20480 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Freies Trijodthyronin (fT3)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCHILD Dokument St20480 Version 3	Cobas pro/pure	x	
Gesamt-β-hCG	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HORM Dokument St18742 Version 3	Cobas pro/pure	x	
Interleukin 6	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-IL6 Dokument ST18743 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Myoglobin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument St18741 Version 2	Cobas pro/pure	x	
NT-proBNP	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument St18741 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Prostata-spezifisches Antigen (PSA)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-PSA Dokument St20479 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Thyreoida-stimm.Hormon (TSH)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-SCHILD Dokument St20480 Version 3	Cobas pro/pure	x	
Troponin T	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-HERZ Dokument St18741 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Vitamin B12	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz-Immunoassay	SA-KL-ANÄMIE Dokument St18633 Version 3	Cobas pro/pure	x	
immunol. Hämoglobin	Stuhl	ELISA	SA-KL-IMHB Dokument St15045 Version 1	manuell/ EIA-Reader	x	
M2PK	Stuhl	ELISA	SA-KL-M2PK Dokument St15047 Version 0	manuell/ EIA-Reader	x	
Ethylglucuronid	Harn	EIA	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Tricycl.Antidepressiva	Harn, Serum	EIA	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	

Valproinsäure	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	EIA	SA-KL-MEDI Dokument ST18744 Version 2	Cobas pro/pure	x	
---------------	--------------------------------------	-----	---	----------------	---	--

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Amphetamin/Methamphetan	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Barbiturate	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Benzodiazepine	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Cannabinoide	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Carbamazepin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-MEDI Dokument ST18744 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Kokain	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Methadon (EDDP)	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Opiate	Harn	Mikropartikelagglutination (KIM)	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	

Untersuchungsart:
Mikroskopie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Differentialblutbild	EDTA-Blut	Färbung / Mikroskopie	SA-HÄ-DIFF Dokument St14657 Version 0	2000 / Mikrosko	x	
Differentialzytologie	Liquor	Mikroskopie	SA-HÄ-DIFL Dokument St14658 Version 0	Mikroskop	x	
Zellzählung	Harn	Mikroskopie	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1 SA-KL-ZZHA Dokument St15049 Version 0	iQ 200 Elite manuell	x	
Sediment	Harn	Mikroskopie	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1 SA-KL-ZZHA Dokument St15049 Version 0	iQ 200 Elite manuell	x	
Leukozytenzählung	Punktat	Mikroskopie	SA-KL-PKST Dokument St14659 Version 0	Mikroskop	x	
Zellzählung	Liquor	Mikroskopie	SA-KL-LIQS Dokument St15046 Version 1	Mikroskop	x	

Untersuchungsart:

Osmometrie

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Osmolalität	Serum, Harn	Kryometrie	SA-KL-OSMO Dokument St15048 Version 0	Osmomat 3000	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (UV- /VIS-Spektrometrie)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Ammoniak	EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Cholinesterase	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Cholesterin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument St18638 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Ethanol	Serum, Harn	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-DROG Dokument St18635 Version 2	Cobas pro/pure	x	
GGT	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Glucose	Lithium-Heparin-, EDTA-, NaFC-, Na	Enzymatischer UV-Test	SA-KL-STOFF2 Dokument St20482 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Harnsäure	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Harnsäure-Clearance	Serum, Harn	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
HDL-Cholesterol	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument St18638 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Lactat	NaF-Plasma, Liquor	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-STOFF2 Dokument St20482 Version 2	Cobas pro/pure	x	
LDL-Cholesterol	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument St18638 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Lipase	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Triglyceride	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymatischer Farbtest	SA-KL-FETTE Dokument St18638 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Albumin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	

Bilirubin direkt	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-STOFF2 Dokument St20482 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Bilirubin gesamt	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-STOFF2 Dokument St20482 Version 2	Cobas pro/pure	x	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Calcium	Serum, Lithium-Heparin-Plasma, Harn	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument St18634 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Eisen	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument St18634 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Gesamteiweiß	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Lithium	Serum, EDTA-Plasma	Photometrischer Farbtest	SA-KL-ANORG Dokument St18634 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Phosphat	Serum, Lithium-Heparin-Plasma, Harn	Photometrischer UV-Test	SA-KL-ANORG Dokument St18634 Version 2	Cobas pro/pure	x	
a - Amylase	Serum, Lithium-Heparin-Plasma, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Alkalische Phosphatase	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Kinetischer Farbtest	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Harnstoff	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA- Plasma, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Harnstoff-Clearance	Serum, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Kreatinin	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA- Plasma, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Kreatinin-Clearance	Serum, Harn	Kinetischer Farbtest	SA-KL-STOFF1 Dokument St20481 Version 2	Cobas pro/pure	x	
CK (Creatin-Kinase)	Serum	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
CK-MB	Serum, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
GLDH	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
GOT / ASAT	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
GPT / ALAT	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	
LDH	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Kinetischer UV-Test	SA-KL-ENZY Dokument St18637 Version 2	Cobas pro/pure	x	

Antithrombin III	Citratplasma	Chromogener Test	SA-HÄ-ATH3 Dokument St14739 Version 0	ACL Top CTS	x	
Heparin Faktor anti-Xa	Citratplasma	Chromogener Test	SA-HÄ-F10A Dokument St14741 Version 0	ACL Top CTS	x	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Hämoglobin	EDTA-Blut	Photometrie	SA-HÄ-GRBB Dokument St14744 Version 0	XN 2000	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Albumin	Harn	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Gesamteiweis	Harn, Liquor	Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Transferrin	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Immun-Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Transferrinsättigung	Serum, Lithium-Heparin-Plasma	Berechnung	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	
CRP	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-Plasma	Partikelverstärkte Turbidimetrie	SA-KL-PROT Dokument St20478 Version 2	Cobas pro/pure	x	
Faktor XIII - Ag	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-FA13 Dokument 14742 Version 0	ACL Top CTS	x	
D-Dimer	Citratplasma	Latexverstärkte Turbidimetrie	SA-HÄ-DDIM Dokument St14740 Version 0	ACL Top CTS	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Reflektometrie/Träger gebundene Untersuchungsverfahren)

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Bilirubin	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Blut	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Glucose	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Keton	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Leukozyten	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Nitrit	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
pH-Wert	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Protein	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
spezifisches Gewicht	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	
Urobilinogen	Harn	Reflektometrie (Teststreifen)	SA-KL-HARN Dokument St15044 Version 1	iChem Velocity	x	

Untersuchungsgebiet Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Vers ion	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
HBS-Ag	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz - Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument St18740 Version 1	Cobas pro/pure	x	
HIV-AK	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument St18740 Version 1	Cobas pro/pure	x	
HCV-AK	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument St18740 Version 1	Cobas pro/pure	x	
HAV-AK (IgG+IgM)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	Elektro-Chemilumineszenz- Immunoassay	SA-KL-HEPS Dokument St18740 Version 1	Cobas pro/pure	x	

HAV-AK (IgM)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	Zweischritt-Chemilumineszenz-Immunoassay (Immunocapture)	SA-KL-HEPS Dokument St18740 Version 1	Cobas pro/pure	x	
HBc-AK (IgG+IgM)	Serum, Lithium-Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	Zweischritt-Chemilumineszenz-Immunoassay (Immunocapture)	SA-KL-HEPS Dokument St18740 Version 1	Cobas pro/pure	x	

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Vers ion	Gerät	CE-Test	in-Haus Verfahren
Coronavirus SARS-CoV-2	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR / Multiplex- PCR)	SA-SP-PCR Dokument St15050 Version 0	cobas LIAT	x	
Influenza A Virus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR / Multiplex- PCR)	SA-SP-PCR Dokument St15050 Version 1	cobas LIAT	x	
Influenza B Virus	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR / Multiplex- PCR)	SA-SP-PCR Dokument St15050 Version 2	cobas LIAT	x	
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	virale RNA aus Abstrich	Sequenzspezifische Detektion (Real Time PCR / Multiplex- PCR)	SA-SP-PCR Dokument St15050 Version 3	cobas LIAT	x	